


吸入器のご使用方法

- ① 電源コードをコンセントに繋がします。
- ② 吸入支管のフタを開けて吸入液を入れます。
- ③ 本体と吸入支管に吸入チューブを繋がします。



～ 以上で準備完了です ～


※ 緑色の注射器はベネトリン吸入液を処方した方へのみ貸し出ししています。こちらは医療物品のため、家庭ごみとして捨てられませんので必ずご返却ください。

- ④ 電源スイッチを押して吸入を開始します。
吸入支管を口元へ近付けてゆっくり呼吸してください。
目安は5～6分ですが煙が出なくなるまで続けていただくのが望ましいです。



力いっぱい啜ると唾液が入り吸入液が薄まることがありますので軽く啜る程度が良いです。

※ 赤ちゃんには **吸入マスク** の貸し出しも行っております。



マウスピースをはずして吸入マスクを装着してください。

～ 吸入が終わったら ～

- ⑤ 必ず、吸入支管全体（マスクを含む）を水洗いしたあと乾かして保管してください。
 気になるようであれば、吸入チューブは水洗いしたあと、吸入支管を付けずに片方を本体に繋ぎ電源を入れると水滴を飛ばすことができますので乾かして保管してください。
 緑色の注射器は吸入支管と同様に保管してください。